


Probentransport leicht gemacht

Nahtloser Transport von geschlossenen Röhrcchen im Labor und in der Blutabnahme



Verbessern Sie Ihre Produktivität

Verkürzen Sie Laufwege

Eliminieren Sie Batch-Prozesse

Reduzieren Sie die Hands-on-Time

Optimieren Sie Ihre Prozesse nach dem FIFO-Prinzip

Verbinden Sie Ihre Prozesse

Transportieren Sie Proben kontinuierlich zum ATRAS für die Registrierung und Sortierung

Verteilen Sie die registrierten Proben automatisch zum nächsten Arbeitsbereich

Schaffen Sie einen schnellen und konstanten Probenfluss

Erleben Sie eine neue Flexibilität

Passen Sie InTrac an Ihre räumlichen Gegebenheiten an

Überwinden Sie Hindernisse innerhalb Ihres Labors

Befördern Sie Röhrcchen durch Ihre Wände

Transportieren Sie Proben in andere Stockwerke

